

Anticorps Monoclonal Anti-Nmdar1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q05586

Numéro d'article: CM0008636



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la NMDAR1 humaine (GRIN1, NR1). Validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Pour la recherche en neuroscience, plasticité synaptique et études sur les canaux ioniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NMDAR1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	NR1; MRD8; GluN1; NMDA1; DEE101; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDAR1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2902
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q05586
Poids de la protéine	105 kDa
Expédition	Sac de glace