

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Nmdar1 Pour Wb, If-P, Elisa - Q05586

Numéro d'article: CM0003378



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le NMDAR1 humain (NR1/GluN1), validé pour WB, IF-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Immunogène C-terminal. Soutient les études sur la plasticité synaptique et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NMDAR1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	NR1; MRD8; GluN1; NMDA1; DEE101; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDAR1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	2902
ID de Gène	2902
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 800-900 du NMDAR1 humain (Q05586)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q05586
Poids Protéique	105kDa
Expédition	Sac de glace