

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nmdar1 Pour Wb, Ihc, If, Elisa - Q05586

Numéro d'article: CM0030132



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine NMDAR1 humaine (GRIN1, NR1). Adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Détecte la sous-unité du récepteur NMDA de 105 kDa, essentielle pour la plasticité synaptique et l'apprentissage.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NMDAR1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	NR1; MRD8; GluN1; NMDA1; DEE101; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDAR1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2902
GeneID	2902
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q05586
Poids de la protéine	105kDa
Expédition	Sac de glace