


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nmdar2A Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q12879

Numéro d'article: CM0013316



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NMDAR2A pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Cible le récepteur du glutamate NMDA 2A (GRIN2A, 165 kDa, UniProt Q12879). Idéal pour les études de plasticité synaptique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NMDAR2A Rabbit pAb
Remarques / Alias	LKS; EPND; FESD; NR2A; GluN2A; NMDAR2A
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	2903
ID du gène	2903
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1130-1400 de la NMDAR2A humaine (NP_000824.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12879
Poids de la protéine	165 kDa
Expédition	Sac isotherme