

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Nmdar2B Pour Wb, Elisa - Q13224

Numéro d'article: CM0005599



Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant anti-humain NMDAR2B (GRIN2B) validé pour Western blot (WB) et ELISA, avec réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche en neuroscience sur les récepteurs NMDA et la plasticité synaptique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NMDAR2B Rabbit mAb
Remarques/Alias	NR3; MRD6; NR2B; hNR3; DEE27; EIEE27; GluN2B; NMDAR2B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2904
GeneID	2904
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1133-1484 de la GRIN2B humaine (NP_000825.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13224
Poids de la protéine	166kDa
Expédition	Sac de glace