


Anticorps Polyclonal Anti-Nme1/Nm23A Pour Wb, If/Icc, Elisa - P15531

Numéro d'article: CM0020965



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le NME1/NM23A humain (nucléoside diphosphate kinase A). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte une bande de 17 kDa ; réagit de manière croisée avec l'humain et le rat. Idéal pour les études sur la métastase, le métabolisme des nucléotides et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NME1/NM23A Lapin pAb
Remarques/Alias	NB; AWD; NBS; GAAD; NDKA; NM23; NDPKA; NDPK-A; NM23-H1; NME1/NM23A
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4830
ID de gène	4830
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 10-110 du NME1/NM23A humain (NP_000260.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P15531
Poids de la protéine	17kDa
Expédition	Sac de glace