


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nme1/Nm23A Pour Wb, If/Icc, Elisa - P15531

Numéro d'article: CM0023268



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le NME1/NM23A humain, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Cible la nucléoside diphosphate kinase A, un régulateur clé de l'homéostasie des nucléotides, de la métastase et de la fragmentation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[KO Validated] NME1/NM23A Lapin pAb
Remarques/Alias	NB; AWD; NBS; GAAD; NDKA; NM23; NDPKA; NDPK-A; NM23-H1; 3A
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	4830
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 10-110 du NME1/NM23A humain (NP_000260.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15531
Poids Protéique	17kDa
Expédition	Sac de glace