

Anticorps Monoclonal Anti-Nme2/Nm23B Pour Wb Et Elisa - P22392

Numéro d'article: CM0010451



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre NME2/NM23B humain (P22392). Validé pour la WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour l'étude du métabolisme des nucléotides, de la régulation transcriptionnelle et de la biologie du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-NME2/NM23B
Remarques/alias	PUF ; NDKB ; NDPKB ; NM23B ; NDPK-B ; NM23-H2 ; NME2/NM23B
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4831
GeneID	4831
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	P22392
Poids moléculaire de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace