

Anticorps Polyclonal Anti-Nme2/Nm23B Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P22392

Numéro d'article: CM0029576



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le NME2/NM23B humain, validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Détecte une protéine de 17 kDa impliquée dans le métabolisme des nucléosides, la régulation de la transcription et la signalisation cancéreuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NME2/NM23B Lapin pAb
Remarques/Alias	PUF ; NDKB ; NDPKB ; NM23B ; NDPK-B ; NM23-H2 ; NME2/NM23B
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4831
Identifiant du gène	4831
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22392
Poids moléculaire de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace