

Anticorps Polyclonal Anti-Nme6/Nm23-H6 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O75414

Numéro d'article: CM0013683

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant NME6 (NM23-H6, IPIA-alpha). Validé pour WB, IHC-P et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Détecte la NDP kinase mitochondriale de 21 kDa, essentielle au maintien de l'ADNmt. Idéal pour la recherche mitochondriale et le développement de tests DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NME6 Rabbit pAb
Remarques/Synonymes	NDK 6 ; NM23-H6 ; IPIA-ALPHA ; NME6
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	10201
GeneID	10201
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 9-194 de NME6 humain (NP_005784.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O75414
Poids moléculaire	21 kDa
Expédition	Sac de glace