

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nme8 Pour Wb, Elisa - Q8N427

Numéro d'article: CM0020076

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine NME8 humaine (NM23-H8/TXNDC3/Sptrx-2), validé pour WB et ELISA. Détecte la protéine NME8 humaine et murine (~67 kDa), idéal pour la recherche sur la spermatogenèse et les ciliopathies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NME8 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CILD6; DNAI8; SPTRX2; TXNDC3; NM23-H8; sptrx-2; HEL-S-99; NME8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51314
GeneID	51314
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 299-588 de la protéine NME8 humaine (NP_057700.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8N427
Poids protéique	67kDa
Expédition	Sac de glace