


Anticorps Polyclonal Anti-Nmnat1 Pour Wb Et Elisa - Q9Han9

Numéro d'article: CM0028842



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin à haute affinité ciblant le NMNAT1 humain. Validé pour les applications de Western blot et ELISA. Un outil clé pour étudier le métabolisme du NAD⁺ et la remodelage de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin NMNAT1
Remarques/Alias	LCA9, NMNAT, PNAT1, SHILCA, NMNAT1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	64802
GeneID	64802
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-150 du NMNAT1 humain (NP_073624.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9HAN9
Poids moléculaire de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace