


Anticorps Polyclonal Anti-Nmnat1 Pour Wb, Elisa - Q9Han9

Numéro d'article: CM0026921



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le NMNAT1 humain (SWISS : Q9HAN9). Validé pour WB et ELISA, adapté pour la recherche sur la biosynthèse du NAD⁺, le remodelage de la chromatine et la protection neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NMNAT1 Lapin pAb
Remarques/Alias	LCA9; NMNAT; PNAT1; SHILCA; NMNAT1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	64802
GeneID	64802
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-150 du NMNAT1 humain (NP_073624.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9HAN9
Poids Protéique	32kDa
Expédition	Sac de glace