

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nmnat3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96T66

Numéro d'article: CM0016738



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la NMNAT3 humaine, une enzyme mitochondriale impliquée dans la synthèse du NAD⁺, la protection axonale et le contrôle de la qualité des protéines. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NMNAT3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PNAT3 ; FKSG76 ; PNAT-3 ; NMNAT3
Espèce	Humaine
ID du gène	349565
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 215 de la NMNAT3 humaine (NP_835471.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q96T66
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace