

Anticorps Polyclonal Anti-Nmu Pour Wb, Elisa - P48645

Numéro d'article: CM0028402



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le NMU humain (Neuromédine-U) validé pour le Western blot et l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour les études sur l'alimentation, l'équilibre énergétique, l'inflammation et la signalisation des neuropeptides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NMU Rabbit pAb
Remarques/Alias	NMU
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10874
GeneID	10874
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 35-174 du NMU humain (NP_006672.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P48645
Poids protéique	20kDa
Expédition	Sac de glace