

## Anticorps Polyclonal Anti-Nmur1 Pour Wb, Elisa - Q9Hb89

Numéro d'article: CM0020283



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Anti-NMUR1 validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA sur des échantillons humains et de souris. Ciblent le récepteur couplé aux protéines G NMUR1 impliqué dans l'alimentation, l'équilibre énergétique et la contraction musculaire lisse.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | NMUR1 Lapin pAb                                                                                                              |
| Remarques/Alias    | FM3; FM-3; GPC-R; GPR66; NMU1R; (FM-3); NMUR1                                                                                |
| Espèce             | Humain                                                                                                                       |
| ID de gène         | 10316                                                                                                                        |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 360-426 du NMUR1 humain (NP_006047.3) |
| Source             | Lapin                                                                                                                        |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                        |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Réactivité croisée | Humain, Souris                                                                                                               |
| SWISS              | Q9HB89                                                                                                                       |
| Poids moléculaire  | 47kDa                                                                                                                        |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                 |