


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Nnmt Pour Wb Et Elisa - P40261

Numéro d'article: CM0007524



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin anti-NNMT validé pour le western blot et l'ELISA. Cible la nicotinamide N-méthyltransférase humaine (29 kDa) pour la recherche métabolique et épigénétique. Idéal pour l'étude de la méthylation et de la régulation génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-NNMT
Remarques/Synonyme	NNMT ; nicotinamide N-méthyltransférase
Espèce	Humaine
ID du gène	4837 (humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante correspondant aux acides aminés 1-264 de la NNMT humaine (NP_006160.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P40261
Poids moléculaire	29 kDa
Expédition	Pain de glace