


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Nnmt Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P40261

Numéro d'article: CM0004088



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-NNMT, validé pour KD, réagit avec le NNMT humain, adapté pour le WB, IF/ICC, IP, ELISA. Utile pour étudier la fonction de la nicotinamide N-méthyltransferase dans le métabolisme et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] mAb de lapin anti-NNMT
Remarques/Alias	Nicotinamide N-méthyltransferase
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4837
GeneID	4837
Immunogène	Protéine recombinante, Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-264 du NNMT humain (NP_006160.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P40261
Poids protéique	30 kDa
Expédition	Sac de glace