


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nnmt Pour Wb, If/Icc, Elisa - P40261

Numéro d'article: CM0029593



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la nicotinamide N-méthyltransferase humaine (NNMT, 30 kDa). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche en épigénétique, métabolisme et détoxification.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NNMT Rabbit pAb
Remarques/Alias	NNMT
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4837
GeneID	4837
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-264 de la NNMT humaine (NP_006160.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P40261
Poids moléculaire de la protéine	30kDa
Expédition	Sac de glace