


Anti-Nnmt Rabbit Polymab® Pour Wb - P40261

Numéro d'article: CM0006999



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre le NNMT humain, adapté pour le Western blot, l'IF/ICC, l'immunoprécipitation et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utile pour la recherche sur le métabolisme de la nicotinamide et la régulation épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NNMT Rabbit PolymAb®
Remarques/Alias	Nicotinamide N-méthyltransférase
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4837
GeneID	4837
Immunogène	Protéine de fusion recombinante correspondant aux acides aminés 1-264 du NNMT humain (NP_006160.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P40261
Poids moléculaire	30kDa
Expédition	Sac de glace