

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Nnos Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P29475

Numéro d'article: CM0010913



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre la nNOS humaine (Nitric oxide synthase 1, P29475). Validé pour WB, IF/ICC, IF-P, ELISA avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Adapté à la recherche en neurosciences et sur la signalisation du NO.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	nNOS Rabbit mAb
Remarques/Alias	NOS; bNOS; nNOS; IHP51; N-NOS; NC-NOS
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4842
GeneID	4842
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1335-1434 de la nNOS humaine (P29475).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P29475
Poids protéique	161 kDa
Expédition	Sac de glace