


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nob1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9ULX3

Numéro d'article: CM0024576



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin purifié par affinité dirigé contre la protéine NOB1 humaine, validé pour Western blot (WB), IF/ICC et ELISA. Reconnaît la NOB1 humaine, souris et rat (UniProt Q9ULX3) pour la recherche sur la biogenèse des ribosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NOB1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ART-4; NOB1P; MST158; MSTP158; PSMD8BP1; NOB1
Espèce	Humain
GeneID	28987
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 230 de la NOB1 humaine (NP_054781.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9ULX3
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sachet de glace