


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Noc4L Pour Wb Et Elisa - Q9Bvi4

Numéro d'article: CM0014601



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine NOC4L, validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte la protéine homologue 4 du complexe nucléolaire d'environ 58 kDa, localisée dans le nucléole et la membrane nucléaire. Idéal pour les études de biologie nucléaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NOC4L Rabbit pAb
Remarques/Alias	NOC4; NET49; UTP19; NOC4L
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	79050
ID de gène	79050
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de la NOC4L humaine (NP_076983.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9BVI4
Poids de la protéine	58 kDa
Expédition	Sac de glace