

Anticorps Polyclonal Anti-Nod1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y239

Numéro d'article: CM0013271



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le NOD1 humain (CARD4), un récepteur de reconnaissance de motifs pour le peptidoglycane bactérien. Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Pour la recherche sur l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NOD1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CARD4; NLRC1; CLR7.1; NOD1
Espèce	Humain
ID de Gène	10392
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 du NOD1 humain (NP_006083.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y239
Poids Protéique	108kDa
Expédition	Sac de glace