

Anticorps Polyclonal Anti-Nod2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hc29

Numéro d'article: CM0019551

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NOD2 de haute qualité validé pour Western blot, immunofluorescence/ICC et ELISA. Cible la protéine NOD2 humaine (Q9HC29) impliquée dans l'immunité innée et les maladies inflammatoires de l'intestin.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NOD2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CD; ACUG; BLAU; IBD1; YAOS; BLAUS; NLRC2; NOD2B; CARD15; CLR16.3; PSORAS1; NOD2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	64127
GeneID	64127
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située entre les acides aminés 28 et 270 de la NOD2 humaine (NP_071445.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réaction croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9HC29
Poids de la protéine	115kDa
Expédition	Sac de glace