

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nod2 Pour Wb - Q9Hc29

Numéro d'article: CM0024653

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le NOD2 humain (CARD15). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Détecte une bande à 115 kDa. Convient pour la recherche sur l'immunité innée et les maladies inflammatoires de l'intestin.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-NOD2
Remarques/Alias	CD; ACUG; BLAU; IBD1; YAOS; BLAUS; NLRC2; NOD2B; CARD15; CLR16.3; PSORAS1; NOD2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	64127
GeneID	64127
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-216 du NOD2 humain (NP_071445.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9HC29
Poids moléculaire de la protéine	115 kDa
Expédition	Sac de glace