


Anticorps Polyclonal Anti-Nodal Pour Wb, Elisa - Q96S42

Numéro d'article: CM0028535



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre NODAL, validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain et le rat. Essentiel pour le développement embryonnaire et la formation du mésoderme. Idéal pour la recherche en biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NODAL Lapin pAb
Remarques/Alias	HTX5; NODAL
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4838
ID du gène	4838
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 198-347 de NODAL humain (NP_060525.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q96S42
Poids moléculaire de la protéine	40kDa
Expédition	Sac de glace