


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Récepteur Nogo 1 (Rtn4R) Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bzr6

Numéro d'article: CM0027598



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le récepteur NOGO 1 humain (RTN4R), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte l'Humain, la Souris, le Rat. Convient pour les études de régénération axonale et de plasticité neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-récepteur NOGO 1 (RTN4R)
Remarques/Alias	NGR ; NOGOR ; Récepteur NOGO 1 (RTN4R)
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	65078
ID du gène	65078
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 244-473 du récepteur NOGO 1 humain (RTN4R) (NP_075380.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BZR6
Poids protéique	51 kDa
Expédition	Sac de glace