


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Nogo (Rtn4) Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nqc3

Numéro d'article: CM0007264



Introduction

Anticorps monoclonal de haute qualité produit chez le lapin ciblant le Nogo humain (RTN4, Q9NQC3). Validé pour la WB, l'IF/ICC et l'ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le réticulum endoplasmique et les neurosciences, offrant des performances fiables dans diverses applications.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Nogo
Remarques/Alias	ASY ; NSP ; NOGO ; RTN-X ; NSP-CL ; RTN4-A ; RTN4-C ; RTN4-B1 ; RTN4-B2 ; NI220/250 ; Nbla00271 ; Nbla10545 ; Nogo
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	57142
ID du gène	57142
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 60 et 160 du Nogo humain (NP_065393.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9NQC3
Poids de la protéine	130 kDa
Expédition	Sac de glace