


Anticorps Polyclonal Anti-Nol10 (Pqbp5) Pour Wb, Elisa - Q9Bsc4

Numéro d'article: CM0024270



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le NOL10 humain (PQBP5), validé pour le transfert Western et l'ELISA. Réagit avec la protéine nucléolaire humaine et murine. Convient pour les études de biologie nucléolaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin NOL10
Remarques/Alias	PQBP5 ; NOL10
Espèce	Humain
GeneID	79954
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-400 du NOL10 humain (NP_079170.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9BSC4
Poids protéique	80kDa
Expédition	Sac de glace