

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nol12 Pour Wb, Elisa - Q9Ugy1

Numéro d'article: CM0013595

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NOL12 validé pour Western blot et ELISA. Reconnaît la protéine NOL12 humaine, une protéine nucléolaire liant l'ARN impliquée dans la résolution du stress ADN et la biogenèse des ribosomes. Convient aux applications de recherche en IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NOL12 Rabbit pAb
Remarques / Alias	Nop25; dj37E16.7; NOL12
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	79159
Gene ID	79159
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-213 de la NOL12 humaine (NP_077289.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UGY1
Poids protéique	25kDa
Expédition	Sac de glace