


Anticorps Polyclonal Anti-Nol3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O60936

Numéro d'article: CM0015305



Introduction

L'anticorps NOL3 Rabbit pAb détecte la protéine NOL3 humaine et murine, un répresseur de l'apoptose de 23 kDa. Validé pour la WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Convient à la recherche sur l'apoptose et la mort cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NOL3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ARC ; FCM ; MYP ; NOP ; NOP30 ; MYOCL1 ; NOL3
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	8996
ID du gène	8996
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 208 de la protéine NOL3 humaine (NP_003937.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	O60936
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac réfrigérant