


Anticorps Polyclonal Anti-Nol3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60936

Numéro d'article: CM0028060



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine nucléolaire 3 humaine (NOL3/ARC). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'apoptose et la mort cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NOL3 pAb de lapin
Remarques/Alias	ARC; FCM; MYP; NOP; NOP30; MYOCL1; NOL3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8996
GeneID	8996
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-208 de la NOL3 humaine (NP_003937.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60936
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace