

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nol6 Pour Wb, Elisa - Q9H6R4

Numéro d'article: CM0018661



### Introduction

Anticorps NOL6 polyclonal de lapin validé pour WB et ELISA. Reconnaît la protéine NOL6 humaine, murine et rat, une protéine nucléolaire de 128 kDa impliquée dans la biogenèse des ribosomes. Idéal pour les études du processome SSU.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                         |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit                   | NOL6 pAb de Lapin                                                                                                              |
| Remarques/Alias                  | NRAP ; UTP22 ; bA311H10.1 ; NOL6                                                                                               |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                         |
| GeneID                           | 65083                                                                                                                          |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1032-1146 de NOL6 humain (NP_075068.2). |
| Source                           | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie                        | Anticorps Polyclonaux                                                                                                          |
| Application                      | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Réactivité Croisée               | Humain, Souris, Rat                                                                                                            |
| SWISS                            | Q9H6R4                                                                                                                         |
| Poids Moléculaire de la Protéine | 128 kDa                                                                                                                        |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                   |