

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Nolc1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14978

Numéro d'article: CM0006255

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine NOLC1 humaine, adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée avec la souris. Protéine nucléolaire régulant l'ARN polymérase I et la spécification de la crête neurale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-NOLC1
Remarques/Alias	P130; Srp40; NOPP130; NOPP140; NS5ATP13; NOLC1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9221
GeneID	9221
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de la NOLC1 humaine (NP_004732.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q14978
Poids de la protéine	74 kDa
Expédition	Sac de glace