

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nolc1 Pour Wb - Q14978

Numéro d'article: CM0029212

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le NOLC1 humain (Nopp140). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche sur la fonction nucléolaire et la biogenèse des ribosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NOLC1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	P130 ; Srp40 ; NOPP130 ; NOPP140 ; NS5ATP13 ; NOLC1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9221
GeneID	9221
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 400-699 du NOLC1 humain (NP_004732.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14978
Poids protéique	74 kDa
Expédition	Sac de glace