

Anticorps Polyclonal Anti-Nomo1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q15155

Numéro d'article: CM0016266

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant NOMO1, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Adapté à la recherche sur le translocon multipasse du réticulum endoplasmique et l'insertion des protéines membranaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NOMO1 pAb lapin
Remarques / Alias	PM5; Nomo; NOMO1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	23420
Identifiant de gène	23420
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 700-1000 de la protéine NOMO1 humaine (NP_055102.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q15155
Poids de la protéine	134 kDa
Expédition	Sac isotherme