

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nomo2 Pour Wb, Elisa - Q5Jpe7

Numéro d'article: CM0020415



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NOMO2 (modulateur Nodal 2, protéine pM5 2) pour Western Blot (WB) et ELISA. Détecte le NOMO2 humain (139 kDa), un composant du complexe translocon multipasse. Immunogène : protéine recombinante (aa 873-1222).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NOMO2 Lapin pAb
Remarques/Alias	PM5; Nomo; NOMO2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	283820
GeneID	283820
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 873-1222 du NOMO2 humain (NP_001004060.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q5JPE7
Poids moléculaire	139kDa
Expédition	Sac de glace