

Anticorps Monoclonal Anti-B-Caténine Non Phosphorylée (Active) (S33/S37/T41) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P35222

Numéro d'article: CM0006557



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé par KO, spécifique de la β -caténine non phosphorylée (active) aux positions S33, S37 et T41. Compatible avec la WB, l'IHC-P et l'ELISA ; détecte la β -caténine humaine, murine et de rat (85 kDa). Idéal pour la recherche sur la signalisation Wnt, la transition épithélio-mésenchymateuse (EMT) et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] β -caténine non phosphorylée (active) -S33/S37/T41, anticorps monoclonal de lapin
Remarques/alias	EV7 ; CTNNB ; MRD19 ; NEDSDV ; armadillo ; β -caténine non phosphorylée (active) -S33/S37/T41
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	1499
GenelD	1499
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de la β -caténine humaine non phosphorylée (active) -S33/S37/T41 (NP_001895.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P35222
Poids moléculaire	85 kDa
Expédition	Sac de glace