


Anticorps Polyclonal Anti-Nono/P54Nrb Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15233

Numéro d'article: CM0027888



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le NONO/p54nrb humain (Q15233), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, murins et de rat. Convient pour l'étude de l'épissage de l'ARN, de la réparation de l'ADN, de la biologie des paraspeckles et de l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NONO/p54nrb Lapin pAb
Remarques/Alias	P54 ; NMT55 ; NRB54 ; MRXS34 ; P54NRB ; PPP1R114 ; NONO/p54nrb
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4841
ID du gène	4841
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 du NONO/p54nrb humain (NP_001138881.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15233
Poids moléculaire de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace