


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Nono/P54Nrb Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15233

Numéro d'article: CM0008374



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-NONO/p54nrb validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec NONO/p54nrb humain, murin, rat (Q15233). Idéal pour les études d'épissage, des paraspeckles et des rythmes circadiens.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-NONO/p54nrb
Remarques/Alias	P54; NMT55; NRB54; MRXS34; P54NRB; PPP1R114; NONO/p54nrb
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4841
GeneID	4841
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15233
Poids protéique	54 kDa
Expédition	Sac de glace