

Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Nop10 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Npe3

Numéro d'article: CM0010132



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-NOP10 validé pour WB, IHC-P, IP et ELISA. Réagit de manière croisée avec le NOP10 humain, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la biogenèse des ribosomes, du maintien des télomères et de la pseudouridylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NOP10 Lapin mAb
Remarques/Alias	DKCB1; NOLA3; NOP10P; NOP10
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	55505
ID de Gène	55505
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-64 du NOP10 humain (Q9NPE3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NPE3
Poids Protéique	8kDa
Expédition	Sac de glace