


Anticorps Polyclonal Anti-Nop14 Pour Wb, Elisa - P78316

Numéro d'article: CM0017168



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin NOP14 validé pour WB et ELISA. Cible la protéine nucléolaire humaine 14, cruciale pour le traitement du pré-ARNr 18S et l'export du pré-ribosome 40S. Idéal pour la recherche sur la biogenèse des ribosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NOP14 Lapin pAb
Remarques/Alias	UTP2 ; NOL14 ; C4orf9 ; RES425 ; RES4-25 ; NOP14
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8602
GeneID	8602
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P78316
Poids protéique	98 kDa
Expédition	Sac de glace