


Anticorps Polyclonal Anti-Nop16 Pour Wb, Elisa - Q9Y3C1

Numéro d'article: CM0014961



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NOP16, validé pour WB et ELISA. Reconnaît le NOP16 humain, murin et de rat. Immunogène recombinant. Idéal pour la recherche sur les protéines nucléolaires. 21 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-NOP16
Remarques/Alias	HSPC111; HSPC185; NOP16
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51491
GeneID	51491
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-178 du NOP16 humain (NP_057475.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y3C1
Poids moléculaire protéique	21kDa
Expédition	Sac de glace