


Anticorps Polyclonal Anti-Nop16 Pour Wb, Elisa - Q9Y3C1

Numéro d'article: CM0014341



Introduction

pAb de lapin anti-NOP16 validé pour WB et ELISA ; détecte le NOP16 humain et souris (21 kDa). Idéal pour les études sur les protéines nucléolaires et la recherche sur la biogenèse des ribosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NOP16 pAb lapin
Remarques / Alias	HSPC111 ; HSPC185 ; NOP16
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51491
GeneID	51491
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-178 de la NOP16 humaine (NP_057475.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y3C1
Poids de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac isotherme