


Anticorps Polyclonal Anti-Nop2 Pour Wb, Elisa - P46087

Numéro d'article: CM0023336



Introduction

pAc de Lapin anti-NOP2, un anticorps polyclonal ciblant le NOP2 humain, validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée humaine/souris. Idéal pour les études sur le traitement de l'ARNr et la biogenèse des ribosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAc de Lapin NOP2
Remarques/Alias	NOL1; p120; NSUN1; NOP120; NOP2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4839
GeneID	4839
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 355-590 du NOP2 humain (NP_001245237.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P46087
Poids Protéique	89kDa
Expédition	Sac de glace