


Anticorps Polyclonal Anti-Nop56 Pour Wb, Elisa - 000567

Numéro d'article: CM0021647



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine NOP56 (NOL5A, SCA36). Validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Idéal pour les études sur la fonction des protéines nucléolaires et la biogenèse des ribosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	pAb Lapin NOP56
Remarques/Alias	NOL5A ; SCA36 ; NOP56
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10528
GeneID	10528
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O00567
Poids moléculaire protéique	66 kDa
Expédition	Sac de glace