

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nop58 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2X3

Numéro d'article: CM0017155



Introduction

Le pAc de lapin NOP58 est un anticorps polyclonal élevé contre une protéine de fusion recombinante, validé pour WB, IF/ICC et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la biogenèse des ribosomes et le nucléole.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NOP58 Lapin pAc
Remarques/Alias	NOP5, HSPC120, NOP5/NOP58, NOP58
Espèce	Humain
GeneID	51602
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 360-529 du NOP58 humain (NP_057018.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y2X3
Poids moléculaire	60kDa
Expédition	Sac de glace