

Anticorps Polyclonal Anti-Nos1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P29475

Numéro d'article: CM0016401



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le NOS1 humain (monoxyde d'azote synthase neuronale), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris, le rat. Pour la recherche sur la signalisation du monoxyde d'azote, la transmission synaptique et la neurobiologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NOS1 Lapin pAb
Remarques/Alias	NOS; bNOS; nNOS; IHP51; N-NOS; NC-NOS; NOS1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4842
GeneID	4842
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-180 du NOS1 humain (NP_000611.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	P29475
Poids Protéique	161kDa
Expédition	Sac de glace