


Anticorps Polyclonal Anti-Nosip Pour Wb, Elisa - Q9Y314

Numéro d'article: CM0017167



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre NOSIP humain (protéine interagissant avec eNOS), validé pour la WB et l'ELISA. Idéal pour les études sur la régulation de l'oxyde nitrique et la biologie du développement. Réagit de manière croisée avec l'humain. Poids de la protéine : 33 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NOSIP Rabbit pAb
Remarques/Alias	CGI-25 ; NOSIP
Espèce	Humain
GeneID (humain)	51070
GeneID	51070
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 301 de NOSIP humain (NP_057037.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y314
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace